

8- and 11 Gallon Sharps and Chemotherapy Containers

Models 108, 208, 111 and 211



*See instructions
for use on back.*

ATTENTION

Please review these instructions carefully before using this container.

- For use in supervised and controlled areas
- Please check that container has not been damaged before placing into use.
- Never hold sharps container below recommended fill line.
- Examine autoclaved parts before handling.
- If container is dropped, inspect container for damage before handling.
- Do not fill sharps container above recommended fill line.
- For single use only. (X)
- Not made with natural rubber latex.
- Designed to comply with heavy metal limits as listed in RoHS/Directive on the Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (2002/95/EC).
- Safe for incineration.

ATENCIÓN


Favor de leer estas instrucciones cuidadosamente antes de usar este contenedor.

- Para uso en áreas supervisadas y controladas
- Verifique que el contenedor no haya sido dañado antes de colocarlo para su uso.
- Nunca sostenga el contenedor de objetos punzocortantes por debajo de la línea de llenado recomendada.
- Examine las piezas autoclaveadas antes de manipularlas.
- Si se le cae el contenedor, inspecciónelo para ver si se dañó antes de manipularlo.
- No llene el contenedor para objetos punzocortantes por encima de la línea de llenado recomendada.
- Para un solo uso. (X)
- No fabricado con latex de caucho natura.
- Diseñado para cumplir con los límites de metales pesados enumerados en la RoHS/Directiva de Restricción del uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipo Eléctrico y Electrónico (2002/95/CE).
- Seguro para la incineración.

ATTENTION

Lire ces instructions attentivement avant d'utiliser ce contenant.

- Doit être utilisé dans des zones supervisées et contrôlées
- Vérifier que ce contenant n'est pas endommagé avant d'en faire usage.
- Ne jamais tenir le contenant d'objets piquants et tranchants sous le repère de remplissage recommandé.
- Examiner les pièces stérilisées à l'autoclave avant de les manipuler.
- Si le contenant a été échappé par terre, vérifier qu'il n'a pas été endommagé avant de le manipuler.
- Ne pas remplir le contenant à déchets d'objets piquants et tranchants au-delà du repère de remplissage recommandé.
- À usage unique seulement. (X)
- Non fabriqué avec latex en caoutchouc naturel.
- Conçu pour se conformer aux limites de métaux lourds énumérés dans RoHS/Directive sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (2002/95/CE).
- Sûr pour l'incinération.



1. To assemble

- Place base on stable surface with biohazard label facing forward. Place lid on base with embossed writing toward front.
- Firmly push the back half of the lid onto the base until it snaps under the rim.
- Leave front half open to dispose of large items.

2. To use

Do not force sharps into container. Regularly check content to ensure it does not exceed the fill line.

3. For temporary closure

Gently push down on the front half of the lid, until front hooks engage rim.

Note: The round opening does not have a temporary close feature. Do not close and attempt to reopen by pulling the tab.

4. For final closure

- Lift both tabs at the front edge so that they clear the rim (*see A*).
- Firmly push on all the edges to ensure that the lid is snapped to the base all the way around.
- To close the small opening for final disposal, insert tab into slot and press down firmly (*see B*).

5. Disposal

Chemotherapy containers must be incinerated for final disposal.

Sharps containers may be autoclaved and/or incinerated for final disposal, according to facility policy.

