

Bemis One-Quart Phlebotomy Container

Model 100



*See instructions
for use on back.*

ATTENTION

***Please review these instructions carefully
before using this container.***

- Please check that container has not been damaged before placing into use.
- Never hold sharps container below recommended fill line.
- Examine autoclaved parts before handling.
- If container is dropped, inspect container for damage before handling.
- Do not fill sharps container above recommended fill line.
- For single use only. (X)
- Not made with natural rubber latex.
- Designed to comply with heavy metal limits as listed in RoHS/Directive on the Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (2002/95/EC).
- Safe for incineration.

ATENCIÓN

***Favor de leer estas instrucciones cuidadosamente
antes de usar este contenedor.***

- Verifique que el contenedor no haya sido dañado antes de colocarlo para su uso.
- Nunca sostenga el contenedor de objetos punzocortantes por debajo de la línea de llenado recomendada.
- Examine las piezas autoclaveadas antes de manipularlas.
- Si se le cae el contenedor, inspecciónelo para ver si se dañó antes de manipularlo.
- No llene el contenedor para objetos punzocortantes por encima de la línea de llenado recomendada.
- Para un solo uso. (X)
- No fabricado con latex de caucho natura.
- Diseñado para cumplir con los límites de metales pesados enumerados en la RoHS/Directiva de Restricción del uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipo Eléctrico y Electrónico (2002/95/CE).
- Seguro para la incineración.

ATTENTION

***Lire ces instructions attentivement avant
d'utiliser ce contenant.***

- Vérifier que ce contenant n'est pas endommagé avant d'en faire usage.
- Ne jamais tenir le contenant d'objets piquants et tranchants sous le repère de remplissage recommandé.
- Examiner les pièces stérilisées à l'autoclave avant de les manipuler.
- Si le contenant a été échappé par terre, vérifier qu'il n'a pas été endommagé avant de le manipuler.
- Ne pas remplir le contenant à déchets d'objets piquants et tranchants au-delà du repère de remplissage recommandé.
- À usage unique seulement. (X)
- Non fabriqué avec latex en caoutchouc naturel.
- Conçu pour se conformer aux limites de métaux lourds énumérés dans RoHS/Directive sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (2002/95/CE).
- Sûr pour l'incinération.

1. To assemble

Set One-Quart Phlebotomy Container base on firm surface. Set lid on base, lining up tabs with container label. Push lid firmly on base, ensuring that all four snaps are firmly engaged.

2. To mount in holder

Remove backing from adhesive mounted to bottom of Phlebotomy Holder. Firmly press on surface where Phlebotomy Container is to be mounted. Set assembled Phlebotomy container in holder.

3. To use

- Do not force sharps into container.
- Check fill level regularly. Replace container when fill level is reached.
- Keep lids closed when not in use.

4. Temporary and final closure

Temporary: With tabs of lids pointed up, snap down sides of lids into slots.

Final: Before removing Phlebotomy Container from holder, close both lids for final disposal.

Firmly insert the two tabs into the slots to lock the lid closed. Press firmly to ensure tab and sides are snapped.

5. Disposal

One-Quart Phlebotomy Containers may be autoclaved or incinerated.

